

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal familja ta 'prodotti bijoċidali

Kunjom: Contec Hydrogen Peroxide Biocidal Product Family

Tip(i) ta' prodott: TP 02 - Dizinfectanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-
animali

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0027735-0000

**Numru ta' referenza tal-assi
R4BP 3:** EU-0027735-0000

Werrej

Parti I - L-ewwel livell ta' informazzjoni	1
1. Informazzjoni Amministrattiva	1
2. Il-kompożizzjoni tal-familja tal-prodott u l-formulazzjoni	2
Parti II - It-tieni livell ta' informazzjoni - meta SPC(s)	2
1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC - meta SPC 1	3
2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC	3
3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC	3
4. Użu/Użi awtorizzat(i) tal-meta SPC	4
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC	11
6. Informazzjoni oħra	12
7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC	12

Parti I - L-ewwel livell ta' informazzjoni

1. Informazzjoni Amministrattiva

1.1. Kunjom

Contec Hydrogen Peroxide Biocidal Product Family

1.2. Tip(i) ta' prodott

TP 02 - Dizinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

1.3. Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni	Isem	Contec Europe
	Indirizz	ZI Du Prat Avenue Paul Duplaix 56000 Vannes Franza
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0027735-0000	
Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3	EU-0027735-0000	
Data tal-awtorizzazzjoni	31/07/2022	
Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni	30/06/2032	

1.4. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

Isem tal-manifattur	Contec Inc.,
Indirizz tal-manifattur	525 Locust Grove, 29303 Spartanburg, Istat Uniti
Post ta' 'siti ta' manifattura	Unit 6A, Wansbeck Business Park, Rotary Parkway, NE63 8QW Ashington, Ir-Renju Unit

1.5. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

Sustanza attiva	1315 - Perossidu tal-idroġenu
Isem tal-manifattur	Solvay Chemicals International
Indirizz tal-manifattur	Rue Ransbeek 310, 1120 Brussels, Il-Belġju
Post ta' 'siti ta' manifattura	Rue Solvay 39, B-5190 Jemeppe-sur-Sambre, Il-Belġju
	Via Piave 6, Rosignano Solvay, I-57013 Livorno, Italja
	Köthensche Strasse 1-3, D06406 Bernburg, Ġermanja
	Baronet Road, WA4 6HA Warrington, Ir-Renju Unit
	Yrjönojentie 2, 45910 Voikkaa, Finlandja
	Rua Eng. Clement Dumoulin, P-2625-106 Povoas de Santa Iria, Portugall

2. Il-kompożizzjoni tal-familja tal-prodott u l-formulazzjoni

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-familja

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza attiva	7722-84-1	231-765-0	6,67 - 6,67

2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni

AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

Parti II - It-tieni livell ta' informazzjoni - meta SPC(s)

1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC

1.1. Identifikatur tal-meta SPC

meta SPC 1

1.2. Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

1-1

1.3 Tip(i) ta' prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza attiva	7722-84-1	231-765-0	6,67 - 6,67

2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet

AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Jagħmel irritazzjoni serja lill-ghajnejn.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Aħsel hands sew wara li timmaniġġjah.

Ilbes protezzjoni tal-ghajnejn/protezzjoni tal-wiċċ.

JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Nehħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.

Jekk l-irritazzjoni ta' l-għajnejn tibqa': Ikkonsulta tabib.

Jekk l-irritazzjoni ta' l-għajnejn tibqa': Ikkonsulta tabib.

4. Użu/Użi awtorizzati(i) tal-meta SPC

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Użu #1 – Applikazzjoni bi sprej bil-grillu fuq imselħa adatta għall-cleanrooms biex jinfirex fuq il-wiċċ ta' ġewwa ta' iżolaturi u Sistemi ta' Barriera b'Access Ristrett ('RABS')

Tip ta' Prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-annimali

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

/

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: /
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: /

isem xjentifiku: /
isem komuni: Yeasts
istadju iżvilupp: /

isem xjentifiku: /
isem komuni: Fungi
istadju iżvilupp: /

Qasam tal-użu

Indoor

F'iżolaturi u RABS ippożizzjonati fi cleanrooms: diżinfekzjoni ta' wċuħ ibsin, mhux porużi. Mhux għall-użu fil-kura tas-saħħa.

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Metodu: Sprejjar tal-prodott fuq imselħa adatta għall-cleanrooms użata għad-distribuzzjoni tal-prodott fuq il-wiċċ.
Deskrizzjoni dettaljata:

/

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta' Applikazzjoni: /
Dilwizzjoni (%): Ebda dilwizzjoni – il-prodott huwa lest għall-użu ('RTU').
Numru u ħin tal-applikazzjoni:
Prodott lest għall-użu attiv kontra batterji f'ħin ta' kuntatt ta' 15-il min u kontra ħmejjer u fungi ta' 30 min f'temperatura tal-kamra (~ 20 °C).

Il-frekwenza tal-applikazzjonijiet hija speċifika għas-sit u l-ħtiġijiet tal-utent.

Kategorija(i) tal-utenti

professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Flixxkun tal-isprej tal-polietilen ta' densità għolja ('HDPE') ta' 1L bi grillu aġġustabbli ssiġillat b'borza fuq barra tal-polietilen.

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Sprejja l-prodott fuq imselha adatta għal cleanrooms ġewwa l-iżolatur jew RABS u użaha biex tapplika l-prodott fuq il-wiċċ li trid tiddiżinfetta. Kun żgur li l-wiċċ sħiħ huwa viżibbilment imxarrab matul il-ħin ta' kuntatt: 15-il minuta għall-batterji u 30 minuta għall-ħmejjer u fungi. Tużax iktar minn 50 ml tal-prodott/m². Għandek tiżgura firxa konsistenti. Għal ucuħ viżibbilment maħmuġin, huwa meħtieġ tindif gabel id-diżinfazzjoni.

4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Evita li tittrasferixxi mill-id għall-ghajnejn.

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara s-sezzjoni Struzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara s-sezzjoni Struzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara s-sezzjoni Struzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.2 deskrizzjoni użu

Użu 2 - Użu #2 – Applikazzjoni permezz tat-tferrigh f'kontenitur u bl-użu ta' mselha adatta għal cleanrooms jew mopp biex tifrex fuq il-wiċċ ta' ġewwa ta' iżolaturi u RABS

Tip ta' Prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	/
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: / isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: /</p> <p>isem xjentifiku: / isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: /</p> <p>isem xjentifiku: / isem komuni: Fungi istadju iżvilupp: /</p>
Qasam tal-użu	<p>Indoor</p> <p>F'izolaturi u RABS ippożizzjonati fi cleanrooms: diżinfekzjoni ta' wcuħ ibsin, mhux poruži. Mhux għall-użu fil-kura tas-saħħa.</p>
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Metodu: Ferra' l-prodott f'kontenitur adatt u mbagħad ferxu fuq il-wiċċ b'imselfa adatta għal clean rooms jew mopp. Deskrizzjoni dettaljata: /</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata ta' Applikazzjoni: / Dilwizzjoni (%): Ebda dilwizzjoni – il-prodott huwa lest għall-użu. Numru u ħin tal-applikazzjoni: Prodott lest għall-użu attiv kontra batterji f'ħin ta' kuntatt ta' 15-il min u kontra hmejjer u fungi ta' 30 min f'temperatura tal-kamra (~ 20 °C). Il frekwenza tal-applikazzjonijiet hija speċifika għas-sit u l-ħtiġijiet tal-utent.</p>
Kategorija(i) tal-utenti	<p>professjonali</p>
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>Flixxun tal-HDPE ta' 0.5L, 1 L u 5L b'tapp li juri jekk ikun imbagħbas issigillat b'borza fuq barra tal-polietilen.</p>

4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ferra' l-prodott f'kontenitur adatt ġewwa l-izolatur jew RABS u uża mselfa adatta għal cleanrooms jew mopp biex tapplika l-prodott fuq il-wiċċ li trid tidżinfetta. Kun żgur li l-wiċċ sħiħ huwa viżibbilment imxarrab matul il-ħin ta' kuntatt: 15-il minuta għall-batterji u 30 minuta għall-hmejjer u fungi. Tużax iktar minn 50 ml tal prodott/m². Għandek tiżgura firxa konsistenti tal-prodott bijoċidali. Għal ucuħ viżibbilment maħmuġin, huwa meħtieġ tindif qabel id-diżinfekzjoni.

4.2.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Evita t-trasferiment mill-id għall-ghajnejn

4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara s-sezzjoni Struzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara s-sezzjoni Struzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara s-sezzjoni Struzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.3 deskrizzjoni użu

Użu 3 - Użu #3 – Applikazzjoni permezz ta' sprej bil-grillu fuq imselha adatta għal cleanrooms biex jinfirx fuq il-wiċċ ta' cleanrooms

Tip ta' Prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

/

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: /
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: /

isem xjentifiku: /
isem komuni: Yeasts
istadju iżvilupp: /

isem xjentifiku: /
isem komuni: Fungi
istadju iżvilupp: /

Qasam tal-użu

Indoor

Diżinfekzjoni ta' wċuħ ibsin, mhux porużi fi cleanrooms.
Mhux għall-użu fil-kura tas-saħħa.

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Metodu: Sprejja l-prodott fuq imselha adatta għal cleanrooms użata biex tferrex il-prodott fuq il-wiċċ.
Deskrizzjoni dettaljata:

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

/

Rata ta' Applikazzjoni: /
Dilwizzjoni (%): Ebda dilwizzjoni – il-prodott huwa lest għall-użu.
Numru u ħin tal-applikazzjoni:
Prodott lest għall-użu attiv kontra batterji f'ħin ta' kulant ta' 15-il min u kontra ħmejjer u fungi ta' 30 min f'temperatura tal-kamra (~ 20 °C). Il-frekwenza tal-applikazzjonijiet hija speċifika għas-sit u l-ħtiġijiet tal-utent.

Kategorija(i) tal-utenti

professionali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Flixxun tal-isprej tal-HDPE ta' 1L bi grillu aġġustabbli issiġillat b'borża fuq barra tal-polietilen.

4.3.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Sprejja l-prodott fuq imselha adatta għal clean rooms u użaha biex tapplika l-prodott fuq il-wiċċ li trid tiddiżinfetta fil-cleanroom. Kun żgur li l-wiċċ sħiħ huwa viżibbilment imxarrab matul il-ħin ta' kulant: 15-il minuta għall-batterji u 30 minuta għall-ħmejjer u fungi. Tużax iktar minn 50 ml tal-prodott/m². Għandek tiżgura firxa konsistenti tal-prodott bijoċidali. Għal uċuħ viżibbilment maħmuġin, huwa meħtieġ tindif gabel id-diżinfezzjoni

4.3.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Il-prodott għandu jiġi applikat biss għad-diżinfezzjoni ta' wcuħ żgħar.
L-użu ta' protezzjoni tal-ghajnejn waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa obligatorju.
Għall-użu fi cleanrooms, huwa obligatorju li jintużaw kontrolli tekniċi/tal-inginerija xierqa għat-tneħħija ta' residwi fl-arja, eż. ventilazzjoni tal-kamra jew Ventilazzjoni Lokali ta' Eġżost ('LEV'). Hija obligatorja rata minima ta' ventilazzjoni ta' 360/siegħa għal cleanrooms fejn jiġi applikat il-prodott.

4.3.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara s-sezzjoni Struzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.3.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara s-sezzjoni Struzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.3.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara s-sezzjoni Struzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.4 deskrizzjoni użu

Użu 4 - Uża #4 – Applikazzjoni permezz tat-tferrigh f'kontenitur u l-użu ta' mselħa adatta għal clean rooms jew mopp biex jinfirex fuq l-uċuħ ta' cleanrooms

Tip ta' Prodott

TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

/

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: /
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: /

isem xjentifiku: /
isem komuni: Yeasts
istadju iżvilupp: /

isem xjentifiku: /
isem komuni: Fungi
istadju iżvilupp: /

Qasam tal-użu

Indoor

Diżinfazzjoni ta' wċuħ ibsin, mhux porużi fi cleanrooms.
Mhux għall-użu fil-kura tas-saħħa.

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Metodu: Ferra' l-prodott f'kontenitur adatt u mbagħad ifrex fuq il-wiċċ b'imselħa adatta għal cleanrooms jew mopp.

Deskrizzjoni dettaljata:

/

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta' Applikazzjoni: /

Dilwizzjoni (%): Ebda dilwizzjoni – il-prodott huwa lest għall-użu.

Numru u ħin tal-applikazzjoni:

Prodott lest għall-użu attiv kontra batterji f'ħin ta' kulant ta' 15-il min u kontra hmejjer u fungi ta' 30 min f'temperatura tal-kamra (~ 20 °C). Il-frekwenza tal-applikazzjonijiet hija speċifika għas-sit u l-ħtiġijiet tal-utent.

Kategorija(i) tal-utenti

professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Flixxun tal-HDPE ta' 0.5L, 1 L u 5L b'tapp li juri jekk ikun imbagħbas issiġillat b'borża fuq barra tal-poli-etilen.

4.4.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ferra' l-prodott f'kontenitur adatt u uża mselha adatta għal cleanrooms jew mopp biex tapplika l-prodott fuq il-wiċċ li trid tiddiżinfetta fil-cleanroom. Kun żgur li l-wiċċ sfiħ huwa viżibbilment imxarrab matul il-ħin ta' kuntatt: 15-il minuta għall-batterji u 30 minuta għall-ħmejjer u fungi. Tużax iktar minn 50 ml tal-prodott/m². Għandek tiżgura firxa konsistenti tal-prodott b'joċidali. Għal uċuħ viżibbilment maħmuġin, huwa meħtieġ tindif qabel id-diżinfezzjoni.

4.4.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

It-tferriġ tal-prodott għandu jsir fi kmamar ventilati biss (b' minimu ta' 3 skambji tal-arja/siegħa).

Huwa obligatorju l-użu ta' protezzjoni tal-għajnejn waqt l-immaniġġjar tal-prodott.

Għall-użu fi cleanrooms, huwa obligatorju li jintużaw kontrolli tekniċi/tal-inġinerija xierqa għat-tneħħija ta' residwi fl-arja, eż. ventilazzjoni tal-kamra jew LEV. Hija obligatorja rata minima ta' ventilazzjoni ta' 360/siegħa għal cleanrooms fejn jiġi applikat il-prodott.

Jekk il-prodott jiġi applikat bl-imsiħ, id-diżinfezzjoni għandha tkun limitata għal zona żgħira.

Meta tuża l-prodott b'mopp għad-diżinfezzjoni tal-pavimenti jew uċuħ ohra kbar fi cleanrooms, għandek tikkunsidra miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji addizzjonali:

- L-użu ta' tagħmir protettiv respiratorju (RPE, respiratory protective equipment) li jipprovdi fattur ta' protezzjoni ta' 10 huwa obligatorju għall-utent professjonali u l-persunal l-ieħor kollu fil-kamra. Huwa meħtieġ tal-inqas respiratur tal-purifikazzjoni tal-arja motorizzat b'elmu/barnuża/maskra (TH1/TM1), jew nofs maskra/maskra sfiħa b'kombinazzjoni ta' filtru tal-gass/P2 (tip ta' filtru (ittra, kulur tal-kodiċi) li jrid jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott).
- Il-persunal kollu jrid johroġ mill-kamra wara d-distribuzzjoni bil-mopp.
- Kontrolli tekniċi jew tal-inġinerija għat-tneħħija ta' residwi fl-arja huma obligatorji (eż. ventilazzjoni jew LEV) qabel mal-persunal professjonali jithalla jidhol f'żoni ttrattati wara d-diżinfezzjoni ta' wċuħ kbar. Immonitorja l-konċentrazzjoni fl-arja u kun żgur li l-valur ta' limitu (1.25 mg/m³) ma jinqabizx meta l-persunal professjonali jerġa' jidhol fiż-żona.

4.4.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara s-sezzjoni Struzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.4.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara s-sezzjoni Struzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

4.4.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara s-sezzjoni Struzzjonijiet ġenerali dwar l-użu.

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Ara Struzzjonijiet dwar użu speċifiċi għall-użu.

5.2. Miżuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju

Imsielaħ użati għandhom jintremew f'kontenitur magħluq.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

EFFETTI DIRETTI/INDIRETTI

Jagħmel irritazzjoni serja lill-għajnejn. Ebda ġerħa oħra tas-saħħa mhi magħrufa jew mistennija f'każ ta' użu normali.

STRUZZJONIJIET DWAR L-EWWEL GĦAJNUNA

JEKK JITTIEHED MAN-NIFS: Jekk iseħħu sintomi sejjah ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.

JEKK JINBELA': Laħlaħ il-ħalq. Agħti xi haġa x'tixrob, jekk il-persuna esposta tista' tibra'. M'GĦANDEKX TQANQAL ir-remettar.

Sejjah ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.

F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-ĠILDA: Laħlaħ il-ġilda bl-ilma. Jekk iseħħu sintomi sejjah ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.

JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ bl-ilma. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkun faċli biex tgħmel hekk. Sejjah ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.

MIŻURI TA' EMERĠENZA GĦALL-PROTEZZJONI TAL-AMBJENT

Evita r-rilaxx fl-ambjent.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ir-rimi ta' dan l-imballaġġ għandu dejjem jikkonforma mal-leġiżlazzjoni dwar ir-rimi tal-iskart u kull rekwiżit tal-awtoritajiet lokali reġjonali.

Tarmix il-prodott mhux użat fl-art, f'korpi tal-ilma, f'pajpijiet (sink, tojlits...) jew fid-drejn.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Aħżen f'żona xotta u ventilata sew u pproteġi minn ħsara u dawl tax-xemx dirett.
Aħżen f'tankijiet tal-ħżin tal-massa maħsuba għal dan l-iskop jew fil-kontenitur originali bil-ventilijiet.
Żomm il-kontenitur magħluq sew.
Tpoġġihx fil-friża.
Taħżinx f'temperatura 'l fuq minn 30°C.
Il-ħajja ta' fuq l-ixkaffa: 24 xahar.

6. Informazzjoni oħra

Mhux relevanti.

7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC

7.1 Isem/lismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

Isem kummerċjali	Contec HydroPure	qasam tas-suq: EU
	Contec Sterile HydroPure	qasam tas-suq: EU
Numru tal-awtorizzazzjoni <small>(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 - Awtorizzazzjoni nazjonali)</small>	EU-0027735-0001 1-1	

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Perossidu tal-idroġenu		Sustanza attiva	7722-84-1	231-765-0	6,67

