

SL

PRILOGA

POVZETEK ZNAČILNOSTI BIOCIDNEGA PROIZVODA

Product

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)

Vrsta proizvoda 02 (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih

Številka dovoljenja: SI-0032485-0000 1-1

Številka proizvoda v R4BP: SI-0032485-0001

1. UPRAVNE INFORMACIJE	3
1.1. Trgovska imena proizvoda	3
1.2. Imetnik dovoljenja	3
1.3. Proizvajalec(-ci) proizvoda	3
1.4. Proizvajalec(-ci) aktivne(-ih) snovi	3
2. SESTAVA IN FORMULACIJA PROIZVODA	5
2.1. Kakovostne in količinske informacije o sestavi proizvoda	5
2.2. Vrsta(-e) formulacije	5
3. STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI	6
4. DOVOLJENA(-E) UPORABA(-E)	7
4.1. Opis uporabe	7
5. SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO	9
5.1. Navodila za uporabo	9
5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja	9
5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja	9
5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže	9
5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja	9
6. DRUGE INFORMACIJE	11

Poglavje 1. UPRAVNE INFORMACIJE

1.1. Trgovska imena proizvoda

Trgovsko ime	VeriGuard IPA Polyester Wipe VeriGuard IPA Polyester Wipe Sterile VeriGuard IPA Polyester V Fold Wipe VeriGuard IPA Polycellulose Wipe VeriGuard IPA Polypropylene Wipe VeriGuard IPA Polypropylene Wipe Sterile VeriGuard IPA Polypropylene Refill Sterile VeriGuard IPA Polypropylene Z Fold Wipe Sterile
--------------	--

1.2. Imetnik dovoljenja

Ime in naslov imetnika dovoljenja	Ime	Arrow Regulatory (Ireland) Ltd acting on behalf of Micronclean (UK)
	Naslov	9 Pembroke St Upper D02 KR83 Dublin Irska
Številka dovoljenja		SI-0032485-0000 1-1
Številka proizvoda v R4BP		SI-0032485-0001
Datum dovoljenja		12/04/2024
Datum izteka veljavnosti dovoljenja		19/09/2029

1.3. Proizvajalec(-ci) proizvoda

Ime proizvajalca	Aquazero
Naslov proizvajalca	Church Road South PE25 3RS Skegness Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske
Kraj proizvodnih obratov	Church Road South PE25 3RS Skegness Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske

Ime proizvajalca	Pluswipes
Naslov proizvajalca	Pywell Road, Willowbrook East Industrial Estate, Corby NN17 5XJ Northants Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske
Kraj proizvodnih obratov	Pywell Road, Willowbrook East Industrial Estate, Corby NN17 5XJ Northants Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske

Ime proizvajalca	Hangzhou Guoguang Touring Commodity CO.Ltd
Naslov proizvajalca	No 8. Yushun Road, Jingshan Town, Yuhan District Hangzhou Kitajska
Kraj proizvodnih obratov	No 8. Yushun Road, Jingshan Town, Yuhan District Hangzhou Kitajska

1.4. Proizvajalec(-ci) aktivne(-ih) snovi

Aktivna snov	Propan-2-ol
Ime proizvajalca	ExxonMobil

Naslov proizvajalca	ExxonMobil Chemical Europe Hermeslaan 2 1831 Machelen Belgija
Kraj proizvodnih obratov	Baton Rouge Chemical Plant (BRCP), 4999 Scenic Highway 70897 Louisiana Združene države

Poglavje 2. SESTAVA IN FORMULACIJA PROIZVODA

2.1. Kakovostne in količinske informacije o sestavi proizvoda

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
Propan-2-ol		aktivna snov	67-63-0	200-661-7	64,69

2.2. Vrsta(-e) formulacije

AL Druge tekočine

Poglavje 3. STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI

Stavki o nevarnosti	H225: Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H319: Povzročča hudo draženje oči. H336: Lahko povzroči zaspanost ali omotico. EUH066: Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.
Previdnostni stavki	P210: Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P337 + P313: Če draženje oči ne preneha,; poiščite zdravniško pomoč. P261: Ne vdihavati hlapov. P403 + P233: Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi. P264: Po uporabi temeljito umiti roke . P271: Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P304 + P340: PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P305 + P351 + P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P312: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. P337 + P313: Če draženje oči ne preneha,; poiščite zdravniško pomoč. P403 + P233: Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi. P405: Hraniti zaklenjeno. P501: Odstraniti vsebino v skladu z lokalnimi predpisi.

Poglavje 4. DOVOLJENA(-E) UPORABA(-E)

4.1. Opis uporabe

Tabela 1. Poklicni - Razkuževanje trdih površin z brisanjem (impregniran robček)

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 02 (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Dezinfekcijski robček za uporabo proti bakterijam in kvasovkam na trdih površinah v čistih sobah (razvrstitev GMP EU v razrede od A do C)
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: drugo: Bakterije Splošno ime: drugo: Bakterije Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: drugo: Kvasovke Splošno ime: drugo: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih V notranjosti Dezinfekcijski robček za uporabo proti bakterijam in kvasovkam na trdih površinah v čistih sobah (razvrstitev GMP EU v razrede od A do C).
Način(-i) uporabe	Metoda: drugo: brisanje Podroben opis: Uporabite priporočeni postopek brisanja v čistih sobah: pred uporabo proizvoda očistite površine Robčke je treba zložiti tako, da se lahko uporabi celotna površina robčka. Običajno so robčki prepognjeni na četrtno, nato pa se jih po vsakem brisanju površine ponovno prepogne, da se zadržijo in odstranijo kontaminante. Na ta način je izpostavljenih osem različnih površin robčka, ki jih je mogoče uporabiti za brisanje. Brisanje mora potekati v prekrivajočih se linearnih potezah od čistega do umazanega ali od suhega do mokrega. Po uporabi vseh osmih površin je treba robček (in ujete kontaminante) odvreči v ustrezno posodo. Zagotovite popolno pokritost površin. Po uporabi jih ponovno zaprite.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Pri uporabi robčkov za razkuževanje trdih površin v čistih sobah: površino je treba obrisati v skladu z ustreznimi standardnimi tehnikami brisanja v čistih sobah. Pri tem je treba zagotoviti, da se površina popolnoma namoči, in površina mora ostati mokra 60 sekund. Redčenje (%): 0 Število in časovni raspored uporabe: Pri uporabi robčkov za razkuževanje trdih površin v čistih sobah: površino je treba obrisati v skladu z ustreznimi standardnimi tehnikami brisanja v čistih sobah. Pri tem je treba zagotoviti, da se površina popolnoma namoči, in površina mora ostati mokra 60 sekund.
Skupina(-e) uporabnikov	strokovnjak
Velikosti in material embalaže	Material embalaže: PET/PE Material robčkov in velikost: poliester, 300 mm x 300 mm

Velikost pakiranja: 380 mm x 430 mm (Veriguard 10) in 220 mm x 370 mm (Veriguard 15) Material embalaže: PET/PE Material robčkov in velikost: policeluloza, 230 mm x 230 mm Velikost pakiranja: 190 mm x 330 mm Material embalaže: HDPE Material robčkov in velikost: polipropilen, 200 mm x 200 mm Velikost pakiranja: dolžina 230 mm, premer 105 mm Material embalaže: PET/PE Material robčkov in velikost: polipropilen, 200 mm x 200 mm Velikost pakiranja: 175 mm x 290 mm Material embalaže: PET/folija/PE Material robčkov in velikost: Polipropilen/viskoza, 220 mm x 200 mm Velikost pakiranja: 335 mm x 120 mm x 72 mm

4.1.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo

Glejte splošna navodila za uporabo

4.1.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Glejte splošna navodila za uporabo

4.1.3. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glejte splošna navodila za uporabo

4.1.4. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glejte splošna navodila za uporabo

4.1.5. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glejte splošna navodila za uporabo

Poglavje 5. SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO¹

5.1. Navodila za uporabo

Uporabite priporočeni postopek brisanja v čistih sobah: pred uporabo proizvoda očistite površine.

Robčke je treba zložiti tako, da se lahko uporabi celotna površina robčka.

Običajno so robčki prepognjeni na četrtno, nato pa se jih po vsakem brisanju površine ponovno prepogne, da se zadržijo in odstranijo kontaminante.

Na ta način je izpostavljenih osem različnih površin robčka, ki jih je mogoče uporabiti za brisanje.

Brisanje mora potekati v prekrivajočih se linearnih potezah od čistega do umazanega ali od suhega do mokrega. Po uporabi vseh osmih površin je treba robček (in ujete kontaminante) odvreči v ustrezno posodo.

Zagotovite popolno pokritost površin.

Po uporabi jih ponovno zaprite.

5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja

SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO

Za uporabo tega proizvoda pri delu veljajo Predpisi o nadzoru zdravju škodljivih snovi (Control of Substances Hazardous to Health – COSHH) iz leta 2002 (kakor so bili spremenjeni).

Preprečite stik z očmi in kožo. Pred obroki in po uporabi si umite roke in izpostavljene dele kože.

5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Verjetni neposredni ali posredni škodljivi učinki:

- Glavobol, slabost, omotica in motnje v delovanju osrednjega živčnega sistema.
- Slabost, bruhanje, driska in hemoragični gastritis.
- Poškodbe oči in alergijski dermatitis.
- Aspiracijski pnevmonitis, hipotenzija in hiperglikemija.

Opis ukrepov za prvo pomoč.

Vdihavanje: Če se slabo počutite, pokličite zdravnika.

Stik s kožo: Takoj odstranite vsa kontaminirana oblačila in obutev, razen če so se prilepila na kožo. Kožo takoj umijte z veliko vode. Poiščite zdravniško pomoč, če razdraženost ali nelagodje ne pojenja.

Stik z očmi: Oči nemudoma sperite z veliko vode in pri tem dvignite veke. Iz oči odstranite kontaktne leče, če je to mogoče enostavno storiti. Nadaljujte s spiranjem vsaj 15 minut.

Če se nelagodje nadaljuje, poiščite zdravniško pomoč.

Zaužitje: Izperite usta z vodo. Ne izzvati bruhanja. Takoj se posvetujte z zdravnikom.

Zdravniški strokovnjaki v Združenem kraljestvu se naj za dodaten nasvet obrnejo na Nacionalno informacijsko službo za strupe (www.npis.org).

Ne dovolite, da bi sredstvo zašlo v odtok, kanalizacijo ali vodotoke. O razlitju ali nenadzorovanem izpustu v vodotoke je treba obvestiti ustrezen regulativni organ. Razlitje omejite z uporabo zadrževalnega prostora.

5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Prenesite v ustrezno posodo in pri specializiranem podjetju za odstranjevanje odpadkov uredite prevzem.

Odpadke in ostanke odstranite v skladu z zahtevami lokalnih organov.

5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

Hraniti v hladnem, suhem, dobro zračenem prostoru v originalni embalaži.

Hraniti v tesno zaprti posodi.

¹Navodila za uporabo, ukrepi za zmanjšanje tveganj in druge smernice za uporabo iz tega oddelka veljajo za vse dovoljene uporabe.

Hraniti ločeno od virov vžiga.
Hraniti zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo.
Rok uporabe: 24 mesecev.

Poglavje 6. DRUGE INFORMACIJE

Ni