

**ET**

*LISA*

**BIOTSIIDI OMADUSTE KOKKUVÕTE**

Product

**Biotsiidi liik (liigid)**

PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul

**Loa number:** 1-1

**R4BP registrinumber:** EU-0031643-0001

## Peatükk 1. HALDUSTEAVE

### 1.1. Toote kaubanduslik(ud) nimetus(ed)

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed)	STERI-PEROX® 6% WIPE
------------------------------	----------------------

### 1.2. Loaomanik

Loaomaniku nimi ja aadress	Nimetus	Veltek Associates Inc. Europe
	Aadress	Rozengaard 1940 8212DT Lelystad muu: Netherlands
Loa number		1-1
<i>R4BP registrinumber</i>		EU-0031643-0001
Loa andmise kuupäev		10/07/2024
Loa kehtivusaja lõpp		30/06/2034

### 1.3. Biotsiidi tootja(d)

Tootja nimi	Veltek Associates, Inc.
Tootja aadress	15 Lee Blvd. PA19355 Malvern Ameerika Ühendriigid
Tootmiskohtade asukoht	Veltek Associates, Inc. site 1 15 Lee Blvd. PA 19355 Malvern Ameerika Ühendriigid

### 1.4. Toimeaine(te) tootja(d)

Toimeaine	Vesinikperoksiid
Tootja nimi	Evonik Operations GmbH (Acting for Evonik Active Oxygens, LLC (US))
Tootja aadress	One Commerce Square 2005 Market Street Suite 3200 PA 19103 Philadelphia Ameerika Ühendriigid
Tootmiskohtade asukoht	Evonik Operations GmbH (Acting for Evonik Active Oxygens, LLC (US)) site 1 PeroxyChem Bayport Plant, 12000 Bay Area Blvd TX 77507 Pasadena Ameerika Ühendriigid

---

## Peatükk 2. BIOTSIIDI KOOSTIS JA OLEK

### 2.1. Biotsiidi koostise kvalitatiivne ja kvantitatiivne teave

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Vesinikperoksiid		toimeaine	7722-84-1	231-765-0	6,4

### 2.2. Olek (olekud)

XX Muud: Kasutusvalmis lapp

---

### Peatükk 3. OHU- JA HOIATUSLAUSED

Ohulaused	H319: Põhjustab tugevat silmade ärritust.
Hoiatuslaused	<p>P264: Pärast käitlemist pesta hoolega nägu ja käsi.</p> <p>P280: Kanda kaitseprille/kaitsemaski.</p> <p>P305+P351+P338: SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.</p> <p>P337+P313: Kui silmade ärritus ei möödu: Pöörduda arsti poole.</p>

## Peatükk 4. LUBATUD KASUTUSE(D)

### 4.1. Kasutusala kirjeldamine

**Tabel 1. 1.1 – Tööstuslik kasutamine – Lapp - Siseruumides - Meta-SPC 1**

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algtsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: muu: Andmed puuduvad Tavanimetus: muu: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad  Teaduslik nimetus: muu: Andmed puuduvad Tavanimetus: muu: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes  Kõvade mittepoorsete elutute pindade, materjalide ja seadmete desinfitseerimisvahend, mida ei kasutata otseseks kokkupuuteks toidu või söödaga. Ei ole mõeldud kasutamiseks meditsiiniuasutustes. Desinfektsioonivahend kasutamiseks tootmisrajatistes, sealhulgas ravimite, bioravimite, meditsiiniseadmete ja diagnostikatoodete tootmisrajatiste puhasruumides.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: muu: Lapiga peale kandmine  Üksikasjalik kirjeldus: -
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: 30,5 cm × 30,5 cm lapp – 32,5 ml lapi kohta. 7,5 ml on vabalt saadaval lapi kohta. 1 lapp = 7,5 ml m <sup>2</sup> kohta  Lahjendus (%): Toode on kasutusvalmis.  Kasutamise arv ja ajastus: Sagedus: 3 kasutuskorda päevas. Kontaktaeg: 10 minutit Kasutamistemperatuur: toatemperatuur
Kasutajarühm(ad)	tööstuskasutus
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Lapp koosneb 100% polüesterkiududest filamentlõngast.  Pakendi suurused on üksikasjalikult kirjeldatud allpool:  Steriilne (steriliseeritud gammakiirgusega) või mittesteriilne  Lapid: 12 × 12 tolli (30,5 cm x 30,5 cm). 20 lappi pakis. 10 pakki karbis. Taassuletavad (tõmba lahti ja sulge) madaltihedast polüetüleenist (läbipaistmatud) kotid.

---

	12 × 12 tolli (30,5 cm x 30,5 cm). Üksik lapp. 100 pakki karbis. Madaltihedast polüetüleenist (läbipaistmatud) kotid.
--	--

#### **4.1.1. Kasutusalaomased kasutusjuhised**

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid

#### **4.1.2. Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed**

#### **4.1.3. Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed**

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid

#### **4.1.4. Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks**

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid

#### **4.1.5. Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks**

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid

#### **4.1.6. Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes**

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid

---

## Peatükk 5. ÜLDISED KASUTUSJUHISED<sup>1</sup>

### 5.1. Kasutusjuhised

Kanda peale suunaga silmadest ja näost eemale. Enne pealekandmist puhastada pind.

Kasutada ainult märgi lappe. Võtta välja üks või kaks lappi korraga. Pühkida toodet põhjalikult, et see oleks nähtavalt märg. Lasta pinnal 10 minuti jooksul märjaks jääda (bakteritsiidne ja pärmseentevastane kasutamine). Visata lapp pärast kasutamist ära. Sulgeda paeknd pärast avamist.

### 5.2. Riskijuhtimismeetmed

Pealekandmisel võib ruumis viibida ainult toote kasutaja.

Pealekandmise ajal ja uuesti sisenemisel ei tohi õhus leiduva vesinikperoksiidi tase ületada lubatud kokkupuute kontsentratsiooni sissehingamise piirmäära 1,25 mg/m<sup>3</sup> (või madalamat asjaomast riiklikku kontrollväärtust).

Kasutada tuleb kalibreeritud andurit, et veenduda, et õhus leiduva vesinikperoksiidi taset ei ületata.

### 5.3. Andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks

**SILMA SATTUMISE KORRAL:** loputada veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord 5 minutit. Võtta ühendust MÜRGIKUSTEABEKESKUSEGA või arstiga.

**ALLANEELAMISE KORRAL:** loputada suud. Anda kannatanule juua, kui kannatanu on võimeline neelama. MITTE kutsuda esile oksendamist. Võtta ühendust MÜRGIKUSTEABEKESKUSEGA või arstiga.

**NAHALE SATTUMISE KORRAL:** pesta nahka veega. Sümptomite ilmnemisel võtta ühendust MÜRGIKUSTEABEKESKUSEGA või arstiga.

**SISSEHINGAMISE KORRAL:** sümptomite ilmnemisel võtta ühendust MÜRGIKUSTEABEKESKUSEGA või arstiga.

Vältida sattumist kanalisatsiooni ja avalikesse veekogudesse. Teavitada ametiasutusi, kui toode satub kanalisatsiooni või avalikesse veekogudesse.

### 5.4. Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks

Jäätmete kõrvaldamist puudutavad soovitused: Kõrvaldada ohutul viisil kooskõlas kohalike/riiklike eeskirjadega. Ökoloogia - jäätmed: Vältida sattumist keskkonda.

### 5.5. Ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes

Hoida pakend tihedalt suletuna. Hoida jahedas hästi ventileeritud kohas. Niiskuse säilitamiseks sulgeda pakend kasutuskordade vahel.

Hoida originaalpakendis. Kaitsta külmumise eest. Mitte hoida temperatuuril üle 40 °C.

Säilivusaeg = 2 aastat

---

<sup>1</sup>Käesolevas jaotises esitatud kasutusjuhised, riskijuhtimismeetmed ja muud kasutamisharjumused kehtivad iga lubatud kasutuse korral.

---

**Peatükk 6. MUU TEAVE**