

SL

PRILOGA

POVZETEK ZNAČILNOSTI BIOCIDNEGA PROIZVODA

STERI-PEROX® 6% WIPE

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)

Vrsta proizvoda 02 (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih

Številka dovoljenja: 1-1

Številka proizvoda v R4BP: EU-0031643-0001

Poglavje 1. UPRAVNE INFORMACIJE

1.1. Trgovska imena proizvoda

Trgovsko ime	STERI-PEROX® 6% WIPE
--------------	----------------------

1.2. Imetnik dovoljenja

Ime in naslov imetnika dovoljenja	Ime	Veltek Associates Inc. Europe
	Naslov	Rozengaard 1940 8212DT Lelystad drugo: Netherlands
Številka dovoljenja	1-1	
Številka proizvoda v R4BP	EU-0031643-0001	
Datum dovoljenja	10/07/2024	
Datum izteka veljavnosti dovoljenja	30/06/2034	

1.3. Proizvajalec(-ci) proizvoda

Ime proizvajalca	Veltek Associates, Inc.
Naslov proizvajalca	15 Lee Blvd. PA19355 Malvern Združene države
Kraj proizvodnih obratov	Veltek Associates, Inc. site 1 15 Lee Blvd. PA 19355 Malvern Združene države

1.4. Proizvajalec(-ci) aktivne(-ih) snovi

Aktivna snov	Vodikov peroksid
Ime proizvajalca	Evonik Operations GmbH (Acting for Evonik Active Oxygens, LLC (US))
Naslov proizvajalca	One Commerce Square 2005 Market Street Suite 3200 PA 19103 Philadelphia Združene države
Kraj proizvodnih obratov	Evonik Operations GmbH (Acting for Evonik Active Oxygens, LLC (US)) site 1 PeroxyChem Bayport Plant, 12000 Bay Area Blvd TX 77507 Pasadena Združene države

Poglavje 2. SESTAVA IN FORMULACIJA PROIZVODA

2.1. Kakovostne in količinske informacije o sestavi proizvoda

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
Vodikov peroksid		aktivna snov	7722-84-1	231-765-0	6,4

2.2. Vrsta(-e) formulacije

XX Druge formulacije: Robček, pripravljen za uporabo

Poglavje 3. STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI

Stavki o nevarnosti	H319: Povzročča hudo draženje oči.
Previdnostni stavki	<p>P264: Po uporabi temeljito umiti obraz in roke .</p> <p>P280: Nositi zaščito za oči/zaščito za obraz.</p> <p>P305 + P351 + P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.</p> <p>P337 + P313: Če draženje oči ne preneha,,: poiščite zdravniško pomoč.</p>

Poglavje 4. DOVOLJENA(-E) UPORABA(-E)

4.1. Opis uporabe

Tabela 1. 1.1 – Industrijska uporaba – Brisanje - V notranjosti - Meta SPC 1

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 02 (PT02): Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	-
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: drugo: Ni podatkov Splošno ime: drugo: Bakterije Razvojna faza: ni podatkov Znanstveno ime: drugo: Ni podatkov Splošno ime: drugo: Kvasovke Razvojna faza: ni podatkov
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih Razkužilo za trde, neporozne, nežive površine, materiale in opremo, ki se ne uporabljajo za neposreden stik z živali ali krmo. Ni za uporabo v zdravstvenih prostorih. Razkužilo za uporabo v proizvodnih obratih, vključno s čistimi prostori, ki jih najdemo v obratih za proizvodnjo farmacevtskih in biofarmacevtskih izdelkov, medicinskih pripomočkov in diagnostičnih izdelkov.
Način(-i) uporabe	Metoda: drugo: Brisanje Podroben opis: -
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Robček velikosti 30,5 cm x 30,5 cm – 32,5 ml na robček. 7,5 ml je prosto na voljo na robček. 1 robček = 7,5 ml na m ² Redčenje (%): Izdelek je pripravljen za uporabo. Število in časovni raspored uporabe: Frekvenca: 3 nanosi na dan Kontaktni čas: 10 minut Temperatura za uporabo: sobna temperatura
Skupina(-e) uporabnikov	industrijska uporaba
Velikosti in material embalaže	Robček je sestavljen iz 100 % neprekinjenega poliestrskega vlakna. Velikosti pakiranja so navedene spodaj: Sterilni (obsevani z gama žarki) ali nesterilni Robčki: 12 x 12 palcev (30,5 cm x 30,5 cm). 20 robčkov v pakiranju, 10 pakiranj v škatli. Vrečke iz polietilena nizke gostote

	(neprozorne), ki jih je mogoče ponovno zapreti (odlepiti in zatesniti).
--	---

	12 x 12 palcev (30,5 cm x 30,5 cm). Posamezni robček. 100 pakiranj v škatli. Vrečke iz polietilena nizke gostote (neprozorne).
--	---

4.1.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo

Glej splošna navodila za uporabo

4.1.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

4.1.3. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Glej splošna navodila za uporabo

4.1.4. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glej splošna navodila za uporabo

4.1.5. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glej splošna navodila za uporabo

4.1.6. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glej splošna navodila za uporabo

Poglavje 5. SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO¹

5.1. Navodila za uporabo

Nanašajte stran od oči in obraza. Površino pred nanosom predhodno očistite.

Uporabite samo mokre robčke. Odstranite enega ali dva robčka naenkrat. Izdelek temeljito obrišite, da bo vidno moker. Pustite, da površina ostane mokra 10 minut (uporaba proti bakterijam in kvasovkam). Po uporabi robček zavrzite. Po odprtju embalažo zaprite.

5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja

Med nanašanjem je lahko v istem prostoru prisoten zgolj uporabnik.

Med uporabo in pri ponovnem vstopu ne smejo ravni vodkovega peroksida v zraku presežati mejne vrednosti AEC za vdihavanje, ki znaša 1,25 mg/m³ (ali nižje ustrezne nacionalne referenčne vrednosti). Uporabi se kalibriran senzor, da se ugotovi, ali ravni vodikovega peroksida v zraku niso presežene.

5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

PRI STIKU Z OČMI: Sprati z vodo. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte s spiranjem 5 minut. Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. Ponuditi pijačo, če poškodovana oseba lahko požira. NE izzvati bruhanja. Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

PRI STIKU S KOŽO: Kožo sprati z vodo. Če se pojavijo simptomi, se obrnite na CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

PRI VDIHAVANJU: Če se pojavijo simptomi, se obrnite na CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

Preprečiti iztekanje v kanalizacijo in javne vode. Obvestiti pristojne organe, če proizvod vstopi v kanalizacijo ali javne vode.

5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Priporočilo za odstranjevanje odpadkov: Odstranite na varen način skladno z lokalnimi/nacionalnimi predpisi. Ekologija - odpadni materiali: Preprečiti sproščanje v okolje.

5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

¹Navodila za uporabo, ukrepi za zmanjšanje tveganj in druge smernice za uporabo iz tega oddelka veljajo za vse dovoljene uporabe.

Hraniti v tesno zaprti posodi. Hraniti v hladnem, dobro zračenem prostoru. Med uporabo embalažo ponovno zaprite, da se zadrži vlaga.

Hranite v originalni posodi. Zaščitite pred zmrzaljo. Ne shranjevati pri temperaturah, višjih od 40 °C.

Rok uporabe = 2 leti

Poglavje 6. DRUGE INFORMACIJE